

Multi-Ingredient Solution Compounding Inlets

Jeux de tubulures stériles • Sterile Schlauchset
Entradas esterilizadas • Tubi di entrata

Tubing sets with push-on connector on one end (to attach to the Fluid Selector Valve) and a spike or other appropriate connector on the opposite end to attach the source container. Sets contain no di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).

- fr** Jeu de tubulure avec connecteur poussoir (pour le raccord à la valve) et trocart ou un autre connecteur approprié à l'autre extrémité pour le raccord au récipient source.
- d** Schlauchsatz mit aufsteckbarem Adapter an einem Ende (zur Befestigung am Flüssigkeitsselektorventil) und Einstechdorn bzw. anderem passenden Adapter am gegenüberliegenden Ende, für den Anschluss mit dem Quellbehälter verbunden wird.
- es** Juego de tubos con conector en un extremo (para conectar a la válvula de selector de líquidos) y una aguja o algún otro conector apropiado en el extremo opuesto para conectar el envase fuente.
- i** Set di tubi con raccordo a pressione un'estremità (da applicare alla valvola di selezione del fluido) e una punta o altro raccordo appropriato all'estremità opposta da applicare al contenitore d'origine.

Specifications

Spécifications • Spezifikationen • Especificaciones • Specificazioni

- **Materials:** Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic elastomer (TPE), polycarbonate (PC). Made in the USA
- **Matériaux:** Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), chlorure de polyvinyle (PVC), thermoplastique élastomère (TPE), polycarbonate (PC)
- **Materialien:** Akrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC), thermoplastisches Elastomer (TPE), polycarbonat (PC)
- **Materiales:** Butadino-estireno de acrilonitrilo (ABS), cloruro polivinílico (PVC), termoplástico elastomer (TPE), policarbonato (PC)
- **Materiali:** Acrilonitrile butadiene styrene (ABS), cloruro di polivinile (PVC), termoplastico elastomero (TPE), polycarbonate (PC)



Contraindications:

None when used as described in product insert.

Contre-indications:

Aucune si le produit est utilisé comme décrit dans la notice.

Kontraindikationen:

Bei Verwendung gemäß der Verpackungsbeilage nicht bekannt.

Contraindicaciones:

Ninguna cuando se utilice como se describe en la información del producto.

Controindicazioni:

Nessuna controindicazione se il prodotto viene usato come descritto nelle istruzioni allegate.



- Fluid path is sterile and non-pyrogenic in unopened, undamaged package.
- Le circuit de passage des liquides est stérile et apyrogène tant que l'emballage est fermé et intact.
- Bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung ist der Flüssigkeitsweg steril und pyrogenfrei.
- La trayectoria de líquidos es estéril y apirógena en paquete sellado e intacto.
- Il percorso del fluido è sterile e apirogeno a confezione chiusa e non danneggiata.



- **Contains no latex**
- **Ne contient pas de latex**
- **Latexfrei**
- **No contiene látex**
- **Non contiene lattice**




- **Single use**
- **Utilisation unique**
- **Einmalgebrauch**
- **Para usar sólo una vez**
- **Monouso**

NON-DEHP

- Contains no di(2-ethylhexyl) phthalate
- Ne contient pas de phtalate de di(2-éthylhexyle)
- Enthält kein di(2-Ethylhexyl)phthalat
- No contiene di(2-etilhexil) ftalato
- Non contiene ftalato di bis(2-etilesile)

Multi-Ingredient Solution Compounding

Ordering Information



Order No. REF:	Inlet Connector	Tubing	Outlet Connector
Numero De Reference:	Type de trocart	Tubulure	Connecteur
Bestellnummer:	Dorn	Schlauch	Verbindungsaußlaß
Núm. de pedido	Aguja de entrada	Tubo	Conexión de salida
Numero Per L'ordinazione	Punta di entrata	Tubo	Raccordo di uscita
25 H938 173 3	ABS	NON-DEHP PVC	TPE
25 H938 174 3	ABS	NON-DEHP PVC	TPE
25 H938 175 3	ABS	NON-DEHP PVC	TPE
25 H938 176 3	RIGID PVC	NON-DEHP PVC	TPE
25 H938 751 3	ABS	NON-DEHP PVC	TPE



Refer to Compounder Technical Manual for instructions for use and applications information.

- fr** Se referer au manuel d'utilisation du melangeur pour le mode d'emploi et les informations sur les applications.
- d** Eine Gebrauchsanweisung und Anwendungsinformationen sind dem Compounder Operator Manual zu entnehmen.
- es** Consulte el manual del mezclador para instrucciones sobre el uso e información sobre la aplicación.
- i** Per istruzioni relative all'uso e informazioni sulle applicazioni far riferimento al manuale dell'operatore del miscelatore.

For Technical Support, please call 800-678-BAXA (2292) or 303-690-4204



Corporate Headquarters - USA

Baxa Corporation
 14445 Grasslands Drive
 Englewood, CO 80112-7062
 tel: 303-690-4204
 fax: 303-690-4804
 toll free: **800-567-BAXA (2292)**
 E-mail: baxamail@baxa.com
www.baxa.com

Registered Agent - United Kingdom

Baxa Ltd
 Radius Court, Eastern Road
 Bracknell, RG12 2UP
 tel: +44 (0)1344 392902
 fax: +44 (0)1344 392903
 email: info@baxa.co.uk
www.baxa.com

To find a local Baxa agent, visit our Web site at www.baxa.com or call our offices directly.

